

KIT PÉS METÁLICOS P/ ROUPEIRO NOAH 4P3G

- Ref. 40.048 - Cobre fosco
- Ref. 40.049 - Bronze

IMPORTANTE!

Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e guardar este manual para eventuais consultas futuras.

Este Kit de Pés Metálicos é vendido separadamente, para aplicação no Roupeiro Noah 4P3G (ver também outras opções de pés disponíveis e as instruções de montagem específicas da cômoda, incluindo os pesos máximos indicados para o produto).

Para movimentar o roupeiro montado com Kit de Pés Metálicos, retirar os materiais e objetos alocados em seu interior ou sobre o tampo, aliviando o peso e evitando danos ao móvel e aos objetos. Pisos desnivelados e irregulares comprometem a estabilidade e o esquadro do móvel, podendo causar danos nos pés, deformação, empenamento e outros problemas nas peças e dificuldades para abrir e fechar as gavetas e para regular e alinhar as portas. Certificar-se do nivelamento e da regularidade do piso em que o móvel será instalado, assegurando adequação de funcionalidade e de uso e a manutenção das condições de garantia dos produtos.

Não expor o móvel à luz solar direta e à umidade excessiva. Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida. Não usar produtos químicos, abrasivos e solventes.


Garantia: o produto tem garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, conforme o Artigo 26, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

O direito à assistência técnica e à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

N.º ID	Descrição	Qtde.	Dimensões	Material
01	Pé lateral metálico 430 x 150mm	2 pçs.	430 x 150 x 20mm	Aço
02	Travessa metálica 1462mm	2 pçs.	1462 x 20 x 20mm	Aço
03	Pé central metálico 148mm	2 pçs.	148 x 20 x 20mm	Aço

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

Código	ID	Descrição	Qtde.	Des. ilustrativo
-	A	Ponteira/Bucha interna p/ tubo 20 x 20mm	6 un.	
00002533	B	Parafuso 6,0 x 50mm cab. flangeada phs	6 un.	
00003168	C	Feltro autoadesivo 30 x 15 x 3mm	4 un.	
00002306	D	Parafuso 3,5 x 30mm cab. flangeada phs	8 un.	
-	E	Ponteira inferior p/ tubo 20 x 20mm	2 un.	

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não incluídas e não fornecidas com o produto. Recomenda-se preferencialmente o uso de ferramentas manuais.

Ao usar parafusadeira, iniciar com regulagem de torque do equipamento na escala mínima, evitando espanar a rosca dos parafusos e danificar as peças.


Chaves de fenda phillips, martelo, trena e parafusadeira/furadeira.



INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM


1.º PASSO

- Encaixar as ponteiras/buchas internas (A) nas extremidades das Travessas (02).
- Fixar os Pés laterais (01) nas Travessas (02), aplicando os parafusos 6,0 x 50mm (B).



2.º PASSO

- Dispor a base do roupeiro com a face inferior voltada para cima. Posicionar o conjunto de pés de forma exatamente centralizada na face inferior da base do roupeiro e fixá-lo com os parafusos (D).
- Aplicar os feltros adesivos (C) nos Pés (01).



- Encaixar as ponteiras (A) e (E) nos dois Pés centrais (03) e fixá-los na base do roupeiro com parafuso 6,0 x 50mm (B), nas posições indicadas no desenho.

